

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/ultradzwiekowy-czyscik-do-nakladek-ortodontycznych-bizuterii-powystawowy-p-13076.html>



Ultradźwiękowy czyszczący do nakładek ortodontycznych biżuterii POWYSTAWOWY

Cena brutto	114,20 zł
Cena netto	92,85 zł
Stan magazynowy	1 szt.
Numer katalogowy	464444584
Kod producenta	B0DNQ574WZ-PW
Kod EAN	5906476067491

Opis produktu

Towar powystawowy, mogą występować delikatne otarcia i zarysowania.

Brak instrukcji.

Stim-U-Dent - Ultradźwiękowy czyszczący do nakładek i protez (45 kHz, 200 ml)

? **Mocne czyszczenie nakładek ortodontycznych:**

Ultradźwiękowy czyszczący Stim-U-Dent z technologią ultradźwięków o częstotliwości 45 kHz jest profesjonalnym urządzeniem do czyszczenia:

- * nakładek ortodontycznych i retainers,
- * szyn zgryzowych, aparatów ortodontycznych, protez, ochraniaczy na zęby,
- * końcówek szczoteczek do zębów,
- * biżuterii.



Można dodać detergenty, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt czyszczenia.

? Tryby czyszczenia ultradźwiękowego i dezodoryzacji:

Urządzenie posiada tryb czyszczenia oraz tryb dezodoryzacji, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia i zapewniają świeży oddech.

Każda funkcja oferuje 4 czasy pracy: 180 s, 360 s, 480 s i 600 s - można dobrać odpowiedni czas w zależności od przedmiotów do czyszczenia.

W połączeniu z tabletkami czyszczącymi, uporczywe plamy i nieprzyjemne zapachy są skutecznie usuwane.

? Dezynfekcja UV:

Wbudowane 4 lampy UV dezynfekują nakładki i aparaty w 99,99%, zapewniając nie tylko czystość wizualną, ale również pełną sterylizację, dzięki czemu Twoje przedmioty pozostają higieniczne każdego dnia.

? Wyświetlacz LED z funkcją odliczania:

Cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładne śledzenie trybu i postępu czyszczenia.

Sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu informuje, że proces czyszczenia jest zakończony.

Idealne dla dorosłych i osób starszych - niezawodny wybór do użytku domowego.

? Pojemność 200 ml:

Kompaktowe i lekkie urządzenie można łatwo zabrać w podróż.

Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 ml nadaje się do wielu rodzajów protez i biżuterii.

Nie nadaje się do czyszczenia okularów ze względu na rozmiar.

