

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/laktator-elektryczny-trzyfazowy-odciagacz-przenosny-nicekids-bpa-free-p-1573.html>



## LAKTATOR ELEKTRYCZNY TRZYFAZOWY ODCIĄGACZ PRZENOŚNY NICEKIDS BPA FREE

Cena brutto	<b>136,10 zł</b>
Cena netto	<b>110,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>155 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>001573-MMO</b>
Kod producenta	<b>W059</b>
Kod EAN	<b>5904158314956</b>

### Opis produktu

## LAKTATOR ELEKTRYCZNY TRZYFAZOWY ODCIĄGACZ PRZENOŚNY NICEKIDS BPA FREE DO NOSZENIA

Marka **NICEkids** powstała aby dostarczać rodzicom **towar wysokiej jakości przy atrakcyjnej cenie**. Sami jesteśmy rodzicami i borykaliśmy się z wyborem różnych produktów dla dzieci i rodziców, co wcale nie było łatwe, gdyż rynek oferuje albo bardzo tanie produkty niskiej jakości lub bardzo drogie, na które nie stać wielu osób. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce i tworzymy produkty wysokiej jakości w bardzo dostępnych cenach.

**Laktator elektryczny trójfazowy NICEkids** to innowacyjne rozwiązanie dla mam. Dzięki **trzem trybom ssania i regulacji siły odsysania**, zapewnia **komfortowe i skuteczne odciąganie mleka**. **Poręczny i przenośny design** pozwala **korzystać** z urządzenia bez użycia rąk zarówno **w domu, jak i w podróży**. Bezpieczny dla zdrowia dziecka - **wykonany z materiałów wolnych od bisfenolu A**. Odkryj nowoczesny sposób na wygodne karmienie!



---

## ♥BPA Free

**Co to jest BPA?** Bisfenol A - substancja chemiczna, stosowany na szeroką skalę do otrzymywania różnych polimerowych tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie między innymi jako materiały do produkcji opakowań żywności i kosmetyków.

**BPA zaburza gospodarkę hormonalną**, zagraża płodności mężczyzn, i kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią, sprzyja otyłości, cukrzycy oraz przyczyniać się do powstawania zmian nowotworowych. Zagraża zdrowiu szczególnie małych dzieci.

**BPA Free - oznacza, że nasz produkt nie zawiera go. Jest w pełni bezpieczny!!**

## ☐KOMFORTOWY I FUNKCJONALNY

- Laktator **NICEkids** to urządzenie nowej generacji, małe a jednocześnie bardzo wydajne. Pozwala na używanie bez pomocy rąk.
- Urządzenie jest **niewielkie i łatwo je zabrać ze sobą np. w podróż**
- **Delikatny i bezpieczny dla piersi** - lejki wykonane są z **delikatnego**, a przede wszystkim **bezpiecznego silikonu** pozbawionego toksycznych substancji.

## ☐BARDZO CICHY

Nasz laktator dzięki wykorzystaniu **zaawansowanej technologii redukującej hałas** jest bardzo cichy.

**Dźwięk podczas pracy to 36-40 dB** - dzięki temu nie zaburzy snu dziecka.

## ☐MOCNA BATERIA

Dzięki zastosowaniu mocnej baterii Litowo-jonowej 1000 mAh urządzenie może działać bez przerwy na najwyższym biegu od 2,5 do 3 godzin.

## Parametry:

- Moc wyjściowa : 3,7 V
- Moc wejściowa: 5V 1A
- Waga: 0,5 kg
- Pojemność pojemnika na mleko: 210 ml
- Duży wyraźny wyświetlacz LCD
- 3 TRYBY PRACY
- Wymiar opakowania: 17 cm x 13 cm x 12 cm

## ☐TRZY TRYBY PRACY:

1. **FAZA STYMULACJI (MASAŻU)**- intensywne i płytkie ruchy pobudzają piersi do produkcji mleka
2. **FAZA LAKTACJI** - długie i głębokie ruchy zapewniają wydajny pobór pokarmu



- 
3. **FAZA POMPOWANIA - GŁĘBOKIE SSANIE** - tryb mieszany naśladuje naturalne ssanie dziecka, imitując siłę i prędkość ssania niemowlaka. Idealnie nada się pod koniec odciągania pokarmu, aby skutecznie opróżnić piers i zwiększyć produkcję mleka.

## □ UŻYWAJ KIEDY CHCESZ BEZ UŻYWANIA RĄK

Dzięki niewielkiej budowie oraz sprytniej budowie. Nie trzeba używać rąk do odciągania pokarmu. Dzięki temu możesz wykonywać w tym czasie inne czynności.

## □ IDEALNY KSZTAŁT, MAŁY I PORĘCZNY

Dzięki prostej konstrukcji bez problemu rozłożysz na części i wyczyścisz każdy element.

1. **silikonowa nakładka** uszczelniająca z wypustkami masującymi,
2. **silikonowa membrana** — chroniąca silnik,
3. **pompa - główny silnik** urządzenia z wyświetlaczem LCD
4. **kabel** ( USB, USB C)
5. **zawór zwrotny,**
6. **korpus ( zbiornik na mleko)**
7. klamra do regulacji biustonosza.

## □ SKŁAD ZESTAWU:

- Pompa z dużym wyświetlaczem LCD
- korpus
- klamra do regulacji biustonosza
- kabel do ładowania (USB i USB C)
- instrukcja ( język polski i angielski)

## □ ŁATWE ŁADOWANIE

- **urządzenie jest bezprzewodowe** i można go łatwo naładować podłączając kabel do **typowej kostki ładującej ( np. od telefonu)**
- urządzenie możesz także naładować podłączając go do powerbanku, komputera, etc.
- pełna bateria wystarczy na 2,5 - 3 godziny ciągłej pracy

## □ ŁATWY I INTUICYJNY PANEL STEROWANIA



- 
1. Poziom intensywności pracy
  2. Przycisk zasilania/ Zmiana trybu pracy
  3. Zwiększenie siły odsysania
  4. Zmniejszenie siły odsysania
  5. Poziom naładowania baterii

## □ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Zestaw jest łatwy w czyszczeniu , montażu i użytkowaniu. Każda część zestawu wykonana jest z nietoksycznych materiałów bezpiecznych dla żywności ( BPA Free). Może być także sterylizowana termicznie. ( oczywiście poza pompą )

## □ PRAWIDŁOWE UŻYWANIE

Aby urządzenie prawidłowo działało musi być dobrze używane.

Usiądź w wygodnej pozycji i rozluźnij ciało. Pochyl się lekko, włóż poduszkę pod plecy. Pamiętaj aby trzymać pojemnik na mleko i laktator w pozycji pionowej ( jak na poniższej grafice)

Wymiary laktatora: 14,5 cm x 11,5 cm x 8 cm

