

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/poduszka-termoplastyczna-profilowana-50x30-cm-bambus-p-14063.html>



## Poduszka termoplastyczna profilowana 50x30 cm bambus

Cena brutto	<b>83,20 zł</b>
Cena netto	<b>67,64 zł</b>
Stan magazynowy	<b>97 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>473364894</b>
Kod producenta	<b>PODTERPRO50/30BAMB</b>
Kod EAN	<b>5905913039756</b>

### Opis produktu

#### **Poduszka PROFILOWANA Ortopedyczna Termoplastyczna BAMBOO z Poszewką na zamek, GWARANCJA najlepszej jakości!**

Kraj pochodzenia: POLSKA

- **Wymiar poduszki: 50 x 30 cm**
- Tolerancja wymiarów: 3%
- Poszewka: 30% Bamboo, 70% Poliester
- Gramatura: 350gr/m<sup>2</sup>
- Wypełnienie: 100% pianka termoplastyczna/visco/memory
- **Dostępne inne rodzaje poszewek**

- **Czym jest poduszka profilowana z pianki?**
- Dzięki wypełnieniu z pianki termoplastycznej poduszka jest bardzo wygodna, dopasowuje się do kształtów ciała odciążając podczas snu głowę i kark.
- **Najważniejsza funkcja poduszki ortopedycznej to odpowiednie podparcie szyi oraz zapewnienie anatomicznej postawy ciała podczas snu.**
- Poduszka powoli wraca do swojego kształtu - oznacza to prawdziwą piankę pamięciową. Wytrzymałość i sprężystość na lata.
- Pianka nie jest za miękka, ale jednocześnie odpowiednio wygodna co sprawia, że nie zapadamy się w nią.
- Poduszka służy do spania na boku, plecach i brzuchu.
- Poduszka ortopedyczna to również świetne rozwiązanie dla podparcia głowy i szyi podczas odpoczynku,



---

telewizji czy czytania książki.

- Poszewka wykonana z materiału Bamboo - bardzo miękka i miła tkanina, poprawia komfort użytkowania.
- Włókno bambusowe posiada właściwości antystatyczne. Dzięki temu materiał polecany jest dla alergików, nie gromadzi bowiem kurzu i roztoczy, dodatkowo jest bardzo trwały.
- Materiał poszewki jest bardzo wytrzymały, nie ulega przetarciom, a dodatkowo jest oddychający.
- Zdejmowana poszewka na zamek ułatwia pozbycie się zabrudzeń oraz niechcianych bakterii, dzięki temu poduszka posłuży nam na bardzo długi czas.
- Produkt antyalergiczny i antyroztozczowy, więc nie powoduje alergii oraz podrażnień.
- Materiał nie zawiera pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, ani metali ciężkich.

#### **Dlaczego warto kupować poduszki z pianki odlewanej:**

- Pod wpływem temperatury ciała dostosowuje się do jego kształtów co sprawia, że jest dla każdej osoby,
- **Pianka odlewana powoli wraca do swojego kształtu - oznacza to prawdziwą piankę pamięciową,**
- Dopasuje się do każdego kształtu ciała pod wpływem temperatury i nacisku,
- Jest bardzo wytrzymała - testowanie na zgniatanie ponad dwa lata nie zniszczyło jej struktury i wymiarów.

#### **JEST ZALECANA PRZY:**

- Dolegliwościach związanych z bólami kręgosłupa, bólach karku, szyi, głowy;
- Zwrodnieniach stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego;
- Bólach kręgosłupa szyjnego;
- Problemach z bezsennością;
- Problemach z chrapaniem;
- Napięciach nerwowych;
- Zmianach dyskopatycznych kręgosłupa szyjnego;
- Bólach ramion;
- Drętwieniu dłoni.

#### **PRANIE POSZEWKI**

1. Temperatura prania: 40°C
2. Nie czyścić chemicznie, nie chlorować.
3. Suszyć w niskich temperaturach.

#### **ZDROWY SEN, WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO**

Zadbaj o swój wartościowy sen. Nasz organizm potrzebuje go każdego dnia, by sprawnie funkcjonować. Ma ogromny wpływ na pamięć, efektywną pracę mózgu, nasze samopoczucie i witalność. Osoby źle śpiące często mają problemy z koncentracją, bólami głowy, mięśni i stawów i wieloma innymi dolegliwościami. Zmień swoją poduszkę - dokonując tak niewielkiej zmiany przekonasz się, że Twój sen i regeneracja nabiorą lepszego znaczenia.

Poduszka PROFILOWANA Ortopedyczna Termoplastyczna BAMBOO z Poszewką na zamek, GWARANCJA najlepszej jakości! Kraj pochodzenia: POLSKA Wymiar poduszki: 50 x 30 cm Tolerancja wymiarów: 3% Poszewka: 30% Bamboo, 70% Poliester Gramatura: 350gr/m2 Wypełnienie: 100% pianka termoplastyczna/visco/memory Dostępne inne rodzaje poszewek Czym jest poduszka profilowana z pianki? Dzięki wypełnieniu z pianki termoplastycznej poduszka jest bardzo wygodna, dopasowuje się do kształtów ciała odciążając podczas snu głowę i kark. Najważniejsza funkcja poduszki ortopedycznej to odpowiednie podparcie szyi oraz zapewnienie anatomicznej postawy ciała podczas snu. Poduszka powoli wraca do swojego kształtu - oznacza to prawdziwą piankę pamięciową. Wytrzymałość i sprężystość na lata. Pianka nie jest za miękka, ale jednocześnie odpowiednio wygodna co sprawia, że nie zapadamy się w nią. Poduszka służy do spania na boku, plecach i brzuchu. Poduszka



---

ortopedyczna to również świetne rozwiązanie dla podparcia głowy i szyi podczas odpoczynku, oglądania telewizji czy czytania książki. Poszewka wykonana z materiału Bamboo - bardzo miękka i miła tkanina, poprawia komfort użytkowania. Włókno bambusowe posiada właściwości antystatyczne. Dzięki temu materiał polecany jest dla alergików, nie gromadzi bowiem kurzu i roztoczy, dodatkowo jest bardzo trwały. Materiał poszewki jest bardzo wytrzymały, nie ulega przetarciom, a dodatkowo jest oddychający. Zdemontowana poszewka na zamek ułatwia pozbycie się zabrudzeń oraz niechcianych bakterii, dzięki temu poduszka posłuży nam na bardzo długi czas. Produkt antyalergiczny i antyroztozczowy, więc nie powoduje alergii oraz podrażnień. Materiał nie zawiera pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, ani metali ciężkich. Dlaczego warto kupować poduszki z pianki odlewanej: Pod wpływem temperatury ciała dostosowuje się do jego kształtów co sprawia, że jest dla każdej osoby, Pianka odlewana powoli wraca do swojego kształtu - oznacza to prawdziwą piankę pamięciową, Dopasuje się do każdego kształtu ciała pod wpływem temperatury i nacisku, Jest bardzo wytrzymała - testowanie na zgniatanie ponad dwa lata nie zniszczyło jej struktury i wymiarów. **JEST ZALECANA PRZY:** Dolegliwościach związanych z bólami kręgosłupa, bólach karku, szyi, głowy; Zwrodnieniach stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego; Bólach kręgosłupa szyjnego; Problemach z bezsennością; Problemach z chrapaniem; Napięciach nerwowych; Zmianach dyskopatycznych kręgosłupa szyjnego; Bólach ramion; Drętwieniu dłoni. **PRANIE POSZEWKI** Temperatura prania: 40°C Nie czyścić chemicznie, nie chlorować. Suszyć w niskich temperaturach.

