

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/zestaw-do-tymczasowej-naprawy-zebow-eelhoe-do-uzupelniania-brakow-odbudowy-koron-i-poprawy-estetyki-usmiechu-w-domu-p-11948.html>



Zestaw do tymczasowej naprawy zębów EELHOE do uzupełniania braków, odbudowy koron i poprawy estetyki uśmiechu w domu

Cena brutto	88,00 zł
Cena netto	71,54 zł
Stan magazynowy	183 szt.
Numer katalogowy	464407784
Kod producenta	BL00000191
Kod EAN	804065288300

Opis produktu

Zestaw EELHOE do tymczasowej naprawy zębów – odbudowa braków, koron i estetyczny uśmiech w domu

☐ Kompleksowe rozwiązanie do tymczasowej odbudowy zębów

- ☐ Zestaw **EELHOE do tymczasowej odbudowy zębów** to szybka pomoc przy pęknięciach, ukruszeniach lub brakujących zębach.
- ☐ Zawiera **termoplastyczne granulki**, które łatwo się modelują i przybierają kształt łuku zębowego.
- ☐ Idealny wybór do **użytku domowego**, bez potrzeby wizyty u dentysty.
- ☐ Pomaga przywrócić **estetykę uśmiechu** w zaledwie kilka minut.

☐ Wygodne i bezpieczne użytkowanie

- ▶ Wykonany z **nietoksycznego, bezpiecznego materiału polimerowego**, bez zapachu.
- ▶ Nie powoduje dyskomfortu, nie obciera i nie daje uczucia ciała obcego.



► **Modeluje się w gorącej wodzie**, a po kilku minutach tworzy tymczasową koronę lub wypełnienie.

► Po ostygnięciu masa twardnieje i **dobrze trzyma się w jamie ustnej**.

□ Nie jest to rozwiązanie trwałe, ale doskonale sprawdza się jako pomoc tymczasowa.

► Jak korzystać

1. **Weź około 12 granulek** w zależności od wielkości brakującego zęba.
2. **Umieść je we wrzącej wodzie**.
3. **Mieszaj łyżką**, aż masa stanie się przezroczysta i plastyczna.
4. Po 1-2 minutach powstanie **elastyczna masa przypominająca gumę**.
5. **Uformuj kształt zęba**, nadmiar materiału można wykorzystać do wzmocnienia tylnej części sąsiednich zębów.
6. Po ostygnięciu **masa twardnieje w temperaturze pokojowej**.
7. Aby **przyspieszyć chłodzenie**, zanurz w zimnej wodzie.
8. W razie potrzeby **wypoleruj powierzchnię droбноziarnistym papierem ściernym**.

→ Uniwersalność i oszczędność czasu

- ✓ Nadaje się do **wypełnienia ubytków, pęknięć, nierówności i luk między zębami**.
- ✓ Idealny na **randki, rozmowy kwalifikacyjne, sesje zdjęciowe** i ważne wydarzenia.
- ✓ Pozwala **zaoszczędzić pieniądze** i uniknąć nagłych wizyt u stomatologa.

□ Co zawiera zestaw?

Pojemność kleju: 30 ml

Rozmiar buteleczki: 7,8 × 3 × 3 cm

Narzędzia do aplikacji: 4 szt., długość 16,1-16,4 cm

Funkcja: tymczasowe wypełnienie pękniętych lub brakujących zębów

□ Wszystko, co potrzebne, aby stworzyć **szybką estetyczną odbudowę** w warunkach domowych

